

NOL10 Rabbit pAb

货号: B21108

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	90kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,Mouse thymus,Mouse testis,Mouse spleen
细胞定位	nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 300-400 of human NOL10 (NP_079170.2).
序列	KNSGKIFTSLEPEHDLNDVCLYPNSGMLLTANETPKMGIYYIPVLGPAPRWCSFLDNLTEELEENPESTVYDDYKFVTKKDL ENLGLTHLIGSPFLRAYMH

靶点信息

研究背景	Enables RNA binding activity. Predicted to be involved in maturation of SSU-rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA). Located in nucleolus.
基因ID	79954
基因名	NOL10

Swiss	Q9BSC4
别名	PQBP5;NOL10

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn