

FOPNL Rabbit pAb

货号: B21113

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	20kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis
细胞定位	centriole,centrosome,ciliary basal body,cytoplasm,nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-100 of human FOPNL (NP_653201.1).
序列	VLGHLKARIRAEVFNALDDDDREPRPSLSHENLLINELIREYLEFNKYKYTASVLIAESGQPVVPLDRQFLIHELNAFEESK

靶点信息

研究背景	Involved in the biogenesis of cilia. Required for the recruitment of PLK1 to centrosomes and S phase progression.
基因ID	123811
基因名	FOPNL

Swiss	Q96NB1
别名	C16orf63;FOR20;PHSECRG2;FOPNL

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn