

TBC1D16 Rabbit pAb

货号: B21115

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	86kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat kidney,Rat lung
细胞定位	cytosol,early endosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-200 of human TBC1D16 (NP_061893.2).
序列	MSLGRLLRRASSKASDLLTLPGGSGSGSPSVLDGEIISKNNVCVHPPEGLQGLGEHHPGYLCCLYMEKDEMLGATLILAWVPNSRIQRQDEEALRYITPESSPVRKAPRPRGRRTRSSGASHQPSPTELRPTLTPKDEDILVVAQSVPDRMLASPAPEDEEKLAQGLGVDGAQPASQPACSPSGILSTVSPQDVTEEGR

靶点信息

研究背景	May act as a GTPase-activating protein for Rab family protein(s).
基因ID	125058
基因名	TBC1D16

Swiss	Q8TBP0
别名	TBC1D16

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn