

TRIM47 Rabbit pAb

货号: B21116

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	76KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse stomach
细胞定位	cytosol,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 356-530 of human TRIM 47 (NP_258411.2).
序列	ELSFTKSSQAVRAVRDMLAVACVNQWEQLRGPGGNEDGPQKLDSEADAEPQDLESTNLLSEAPRDYFLKFAYIVDLDS DTADKFLQLFGTKGVKRVLCPINYPLSPTRFTHCEQVLGEGALDRGTYWVEIIEGWVSMGVMAEDFSPQEPYDRGLG RNAHSCCLQWNGRSFS

靶点信息

研究背景	E3 ubiquitin-protein ligase that mediates the ubiquitination and proteasomal degradation of CYLD.
基因ID	91107
基因名	TRIM47

Swiss	Q96LD4
别名	GOA;RNF100;TRIM47

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn