

SFXN2 Rabbit pAb

货号: B21120

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	
实测分子量	36KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,Mouse kidney,Rat kidney,Rat pancreas
细胞定位	mitochondrial inner membrane,mitochondrial outer membrane,mitochondrion
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-90 of human SFXN2 (NP_849189.1).
序列	IDAPRWDQRTFLGRVKHFLNITDPRTVFVSERELDWAKVMVEKSRMGVVPPGTQVEQLLYAKKLYDSAFHPDTGEKMNVIG

靶点信息

研究背景	Mitochondrial amino-acid transporter that mediates transport of serine into mitochondria.
基因ID	118980
基因名	SFXN2

Swiss	Q96NB2
别名	SFXN2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn