

ARHGAP30 Rabbit pAb

货号: B21137

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	
实测分子量	119kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse spleen
细胞定位	cytoplasmic vesicle,cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 485-585 of human ARH GAP30 (NP_859071.2).
序列	PLADSGPDDLAPALEDSLSQEVQDSFSFLEDSSSSEPEWVGAEDGEVAQAEAAGAAFSPGEDDPGMGYLEELLGVGPQ VEEFSVEPPLDDLSDLDEAQFVLA

靶点信息

研究背景	GTPase-activating protein (GAP for RAC1 and RHOA, but not for CDC42.
基因ID	257106
基因名	ARHGAP30

Swiss	Q7Z6I6
别名	ARHGAP30

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn