

CCDC137 Rabbit pAb

货号: B21146

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	PC-3,Jurkat,293T,HeLa
细胞定位	fibrillar center,nucleolus,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 213-288 of human CCD C137 (NP_954981.1).
序列	QRSVSKDQPGRRSQMLRMLLSPGGVSQPLTASLARQRIVEEERERAVQAYRALKQRQQQLHGERPHLTSRKKPEPQ

靶点信息

研究背景	Enables RNA binding activity. Located in chromosome and fibrillar center.
基因ID	339230
基因名	CCDC137
Swiss	Q6PK04

别名	RaRF;CCDC137
----	--------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn