

ZBTB8A Rabbit pAb

货号: B21151

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,PC-3,HeLa,Mouse lung,Mouse brain,Rat heart
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 200-400 of human ZBTB8A (NP_001035531).
序列	HEPRKESIKKTKHLRLSQPSEVTHYKSSKREVRTSDSSSHVSQSEEAQIDAEMDSTPVGYYQGQSDVTSKSFDDLPRMRFKCPYCTHVVKRKADLKRHLRCHTGERPYPCQACGKRFSRLDHLSSHFRTIHQACKLICRKCKRHVTDLTGQVVQEGTRRYRLCNECLAIEFGIDSLPIDLEAEQHLMSPSDGDKDSRWH

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	653121
基因名	ZBTB8A

Swiss	Q96BR9
别名	BOZF1;ZBTB8;ZNF916A;ZBTB8A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn