

ETV5 Rabbit pAb

货号: B21154

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:100 - 1:200
理论分子量	57kDa/62kDa
实测分子量	62kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-510 of human ETV5 (P 41161).
序列	MDGFYDQQVPFMPVGKSRSEECRGRPVIDRKRFDLTDLAHDSEELFQDLSQLQEAWLAEAQVPDDEQFVPDFQSDNL VLHAPPPTKIKRELHSPSSELSSCSHEQALGANYGEKCLYNYCAYDRKPPSGFKPLTPPTTPLSPTHQNPLFPPPQATLPTSG HAPAAGPVQGVGPAPAPHSLEPEGPGQQTFAVPRPPHQLQMPKMMPENQYPSEQRFRQLSEPCHPFPQPGVPGDN RPSYHRQMSEPIVPAAPPPQGFKQEYHDPLYEHGVPGMPGPPAHGFQSPMGIKQEPRDYCVDSEVPNCQSSYMRGGYF SSSHEGFSYEKDPRLYFDDTCVVPERLEGKVKEPTMYREGPPYQRRGSLQLWQFLVTLDDPANAHFIAWTGRGMEFK LIEPEEVARRWGIQKNRPAMNYDKLSRLRYYYEKGIMQKVAGERYVYKFVCDPDALFSMAFPDNQRPFLKAESECHLSEE DTLPLTHFEDSPAYLLDMDRCSSLPYAEGFAY

靶点信息

研究背景	Binds to DNA sequences containing the consensus nucleotide core sequence 5'-GGAA.-3'.
------	---

基因ID	2119
基因名	ETV5
Swiss	P41161
别名	ETV5;ERM

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn