

IRF2BP2 Rabbit pAb

货号: B21181

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	61kDa
实测分子量	61kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	mouse spleen,mouse lung
细胞定位	cytoplasm,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 475-545 of human IRF2 BP2 (Q7Z5L9).
序列	GGQGAGNTGGLEPVHPASLPDSSLATSAPLCCTLCHERLEDTHFVQCPSVPSHKFCFPCSRQSIKQQGASG

靶点信息

研究背景	This gene encodes an interferon regulatory factor-2 (IRF2) binding protein that interacts with the C-terminal transcriptional repression domain of IRF2. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
基因ID	359948
基因名	IRF2BP2

Swiss	Q7Z5L9
别名	IRF2BP2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn