

TXLNA Rabbit pAb

货号: B21199

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	61kDa
实测分子量	75KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,293T,HepG2,Jurkat
细胞定位	cytoplasm,cytosol,extracellular region
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-160 of human TXLNA (NP_787048.1).
序列	MKNQDKKNGAAKQSNPKSSPGQPEAGPEGAQERPSQAAPAVEAEAGPGSSQAPRKPEGAQARTAQSGALRDVSEELSR QLEDILSTYCVDDNNQGGPGEDGAQGEPAEPEDAEKSRTYVARNGEPEPTPVVNGEKEPSKGDPNTEEIRQSDEVGDRDH RRPQ

靶点信息

研究背景	May be involved in intracellular vesicle traffic and potentially in calcium-dependent exocytosis in neuroen docrine cells.
基因ID	200081

基因名	TXLNA
Swiss	P40222
别名	IL14;TXLN;TXLNA

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn