

HERC4 Rabbit pAb

货号: B21242

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	12kDa/13kDa/106kDa/109kDa/117kDa/118kDa
实测分子量	118kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Cytoplasm,cytosol
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-700 of human HERC4 (NP_056416.2).
序列	WTVNEALIQKWLSPSGRFPVEIANEIDGTFSSSGCLNGSFLAVSNDDHYRTGTRFSGVDMNAARLLFHKLIQPDHPQIS QQVAASLEKNLIPKLTSSLPDVEALRFYLTLPCEPLMSDSNNFTTIAIPFGTALVNLEKAPLKVLENWWSVLEPPLFLKIVELFK EVVVHLLKLYKIGIPPSERRIFNSFLHTALKVLEILHRVNEKMGQIIQYDKFYIHEVQELIDIRNDYINWVQQQAYGMLADIPVTI CTYPFVFDAQAKTTLLQTDAVLQMMAIDQHRQNVSSLFLPVIESVNPC

靶点信息

研究背景	
基因ID	26091
基因名	HERC4

Swiss	Q5GLZ8
别名	HERC4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn