

MCHR1 Rabbit pAb

货号: B21287

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	46kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain,Rat heart
细胞定位	ciliary membrane,cilium,non-motile cilium,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-95 of human MCHR1 (NP_005288.3).
序列	MSVGAMKKGVGRAVGLGGGSGCQATEEDLPNCGACAPGQGRRWRLPQPAWVEGSSARLWEQATGTGWMDLEA SLLPTGPNASNTSDGPDNLTS

靶点信息

研究背景	
基因ID	2847
基因名	MCHR1

Swiss	Q99705
别名	GPR24;MCH-1R;MCH1R;SLC-1;SLC1;MCHR1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn