

HILPDA Rabbit pAb

货号: B21306

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	IHC
推荐浓度	IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	7kDa
实测分子量	7kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	cell surface,cytosol,extracellular space,lipid droplet,nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-63 of human HILPDA (NP_037464.1).
序列	MKHVLNLYLLGVVLTLLSIFVRVMESLEGLLESPSPGTSWTTRSQLANTEPTKGLPDHPSRSM

靶点信息

研究背景	Increases intracellular lipid accumulation. Stimulates expression of cytokines including IL6, MIF and VEGF A. Enhances cell growth and proliferation.
基因ID	29923
基因名	HILPDA

Swiss	Q9Y5L2
别名	HIG2;HIG-2;C7orf68;HILPDA

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn