

OSR2 Rabbit pAb

货号: B21363

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SKOV3,293T,Mouse testis,Mouse pancreas,Rat large intestine,Rat kidney
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-312 of human OSR2 (NP_001135934.1).
序列	HMQESPHKCPTCGRTFNQRSNLKTHLLTHTDIKPYSCEQCGKVFRRNCDLRRHSLTHTPRQDF

靶点信息

研究背景	OSR2 is a mammalian homolog of the Drosophila odd-skipped family of transcription factors (Lan et al., 2004 [PubMed 15175245]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
基因ID	116039
基因名	OSR2

Swiss	Q8N2R0
别名	OSR2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn