

SUGP2 Rabbit pAb

货号: B21505

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:200 - 1:2000
理论分子量	115kDa/116kDa/120kDa
实测分子量	145KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 500-700 of human SUG P2 (NP_055699.2).
序列	EAVGLQDIAPSPAAFPNFEDSTLFGREYIDHLKAWLVSSGCPLQVKKAEPEPMREEEKMIPPTKPEIQAKAPSSLSDAVPQR ADHRVVGTDQLVKRVIEGSLSPKERTLLKEDPAYWFLSDENSLEYKYYKLKLAEMQRMSENLRGADQKPTSADCAVRAM LYSRAVRNLKKLLPWQRRGLLRAQGLRGWKARRATTGT

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the arginine/serine-rich family of splicing factors. The encoded protein functions in mRNA processing. Alternatively spliced transcript variants have been described.
基因ID	10147

基因名	SUGP2
Swiss	Q8IX01
别名	SUGP2;SFRS14

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn