

TSHZ3 Rabbit pAb

货号: B21642

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	119kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HepG2
细胞定位	nucleoplasm,nucleus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 791-890 of human TSHZ 3 (NP_065907.2).
序列	DLTKGKSDKGCSLGSVLLSPTSTAPATSSSTVTTAKTSAVVSFMSNSPLRENALSDISDMLKNLTESHTSKSSTPSSISEKS DIDGATLEEAEESTPAQK

靶点信息

研究背景	
基因ID	57616
基因名	TSHZ3

Swiss	Q63HK5
别名	TSH3;ZNF537;TSHZ3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn