

POU3F2 Rabbit pAb

货号: B21653

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	26kDa/28kDa/46kDa
实测分子量	55KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HepG2,Jurkat
细胞定位	nucleoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-68 of human POU3F2 (NP_005595.2).
序列	MATAASNHYSLLTSSASIVHAEPGGMQQGAGGYREAQSLVQGDYGALQSNGHPLSHAHQWITALSHG

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the POU-III class of neural transcription factors. The encoded protein is involved in neuronal differentiation and enhances the activation of corticotropin-releasing hormone regulated genes. Overexpression of this protein is associated with an increase in the proliferation of melanoma cells.
基因ID	5454

基因名	POU3F2
Swiss	P20265
别名	BRN2;N-Oct3;OCT7;OTF-7;OTF7;POUF3;brn-2;oct-7;POU3F2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn