

TMEM18 Rabbit pAb

货号: B21661

产品信息

反应	Human,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	23kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,A-549,Rat kidney
细胞定位	cytoplasm,nuclear membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 40-100 of human TMEM18 (NP_690047.2).
序列	LLTCLSSRSYRLQIGHFLCLVLVYCAEYINEAAAMNWRLFSKYQYFDSRGMFISIVFSAP

靶点信息

研究背景	Transcription repressor. Sequence-specific ssDNA and dsDNA binding protein, with preference for GCT end CTG repeats. Cell migration modulator which enhances the glioma-specific migration ability of neural stem cells (NSC and neural precursor cells (NPC.
基因ID	129787
基因名	TMEM18

Swiss	Q96B42
别名	TMEM18

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn