

PPP2R2B/PPP2R2C Rabbit pAb

货号: B21672

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	52kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,Mouse brain,Mouse testis,Rat brain,Rat testis
细胞定位	cytoskeleton,cytosol,mitochondrial outer membrane,mitochondrion
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 108-220 of human PPP2R2B/PPP2R2CPPP2R2B (NP_858060.2).
序列	GDKGGRVVIFQREQESKNQVHRRGEYNVYSTFQSHEPEFDYLSLEIEEKINKIRWLPQQNAAYFLLSTNDKTVKLWKVSE RDKRPEGYNLKDEEGRLRDPATITTLRVPVLR

靶点信息

研究背景	
基因ID	5521,5522
基因名	PPP2R2B,PPP2R2C

Swiss	Q00005,Q9Y2T4
别名	PPP2R2B/PPP2R2C

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn