

RAB3GAP1 Rabbit pAb

货号: B21680

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	130kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HepG2,Jurkat,Mouse lung,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	cytosol,extracellular exosome,Golgi apparatus,lipid droplet,postsynapse
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 500-780 of human RAB3 GAP1 (NP_001165906.1).
序列	GLASGPPDLRCLLHQKLQMLNCCIERKKARDEGKKTASDVTNIYPGDAGKAGDQLVPDNLKETDKEKGEVGKSWDS WSDSEEEFFECLSDTEELKGNGQESGKKGGPKEMANLRPEGRLYQHGKLTLLHNGEPLYIPVTQEPAPMTEDLLEEQSEV LAKLG TSAE GAHLRARMQSACLLSDMESFKAANPGCSLED FVRWYSPRDYIEEEVIDEKG NVVLKGELSARMKIPSNMWV EAWETAKPIPARRQRR LFDDTREA EKVLHYLAIQPADLARHL

靶点信息

研究背景	
基因ID	22930
基因名	RAB3GAP1

Swiss	Q15042
别名	P130;RAB3GAP;RAB3GAP130;WARBM1;RAB3GAP1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn