

OsRACK1B Rabbit pAb

货号: B21686

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	36kDa
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	leaves,stems,spikes,milk grains
细胞定位	cytosol,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsRACK1B.
序列	

靶点信息

研究背景	Component of the RACK1 regulatory proteins that play a role in multiple signal transduction pathways.
基因ID	4339539
基因名	
Swiss	Q6L4F8

别名	OsRACK1B; CK1b
----	----------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn