

Phospho-Vimentin-S83 Rabbit pAb

货号: B21696

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	53kDa
实测分子量	57KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,NIH/3T3,C6
细胞定位	Cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic phosphorylated peptide around S83 of human VIM (NP_003371.2).
序列	QDSVD

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the intermediate filament family. Intermediate filamentents, along with microtubules and actin microfilaments, make up the cytoskeleton. The protein encoded by this gene is responsible for maintaining cell shape, integrity of the cytoplasm, and stabilizing cytoskeletal interactions. I t is also involved in the immune response, and controls the transport of low-density lipoprotein (LDL)-deri ved cholesterol from a lysosome to the site of esterification. It functions as an organizer of a number of cr itical proteins involved in attachment, migration, and cell signaling. Mutations in this gene causes a domi nant, pulverulent cataract.[provided by RefSeq, Jun 2009]
基因ID	7431

基因名	VIM
Swiss	P08670
别名	VIM; CTRCT30; HEL113; vimentin

产品验证



Western blot analysis of Phospho-Vimentin-S83 expressed in HeLa,NIH/3T3,C6 using Phospho-Vimentin-S83 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn