

ZNF652 Rabbit pAb

货号: B21731

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	72kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,BxPC-3,Mouse liver,Rat brain
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-74 of human ZNF652 (NP_055712.1).
序列	MSHTASSCQELVENCAVHVAGMAQEDSRRGQVPSSFYHGANQELDLSTKVYKRESGSPYSVLVDTKMSKPHLHE

靶点信息

研究背景	Functions as a transcriptional repressor.
基因ID	22834
基因名	ZNF652
Swiss	Q9Y2D9

别名	
----	--

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn