

LPAR4 Rabbit pAb

货号: B22364

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	42kDa
实测分子量	42KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,SH-SY5Y,Mouse ovary,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	nuclear body,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 311-370 of human LPAR 4 (Q99677).
序列	YYFTLESFQKSFYINAHIRMESLFKTETPLTTKPSLPAIQEEVSDQTTNNGGELMLESTF

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the lysophosphatidic acid receptor family. It may also be related to the P 2Y receptors, a family of receptors that bind purine and pyrimidine nucleotides and are coupled to G prot eins. The encoded protein may play a role in monocytic differentiation.
基因ID	2846
基因名	LPAR4

Swiss	Q99677
别名	LPA4; P2Y9; GPR23; P2RY9; P2Y5-LIKE

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn