

TMEM106B Rabbit pAb

货号: B22371

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	42kDa
实测分子量	70KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,Mouse liver,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	endosome,lysosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 148-274 of human TME M106B (NP_060844.2).
序列	NTLNITNNNYYSVEVENITAQVQFSKTVIGKARLNNITIIGPLDMKQIDYTVPTVIAEEMSYMYDFCTLISIKVHNIVLMMQVTV TTTYFGHSEQISQERYQYVDCGRNTTYQLGQSEYLVLPQQ

靶点信息

研究背景	TMEM106B (transmembrane protein 106B) is a protein-coding gene. An important paralog of this gene is TMEM106A.
基因ID	54664
基因名	TMEM106B

Swiss	Q9NUM4
别名	HLD16

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn