

FOXD1 Rabbit pAb

货号: B22416

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	46kDa
实测分子量	57KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3,Mouse eye,Mouse fetal,Rat kidney,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic Peptide of human FOXD1
序列	

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which are characterized by a distinct fork head domain. Studies of the orthologous mouse protein indicate that it functions in kidney development b y promoting nephron progenitor differentiation, and it also functions in the development of the retina and optic chiasm. It may also regulate inflammatory reactions and prevent autoimmunity.
基因ID	2297
基因名	FOXD1

Swiss	Q16676
别名	FOXD1;FKHL8;FREAC-4;FREAC4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn