

BOP1 Rabbit pAb

货号: B22423

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	84kDa
实测分子量	110KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	BxPC-3,Mouse liver,Rat pancreas
细胞定位	nucleolus,nucleoplasm,PeBoW complex
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 600-680 of human BOP1 (NP_056016.1).
序列	RSVRLYHLLRQELTKKLMPNCKWVSSLAVHPAGDNVICGSYDSKLVWFDLDLSTKPYRMLRHHKKALRAVAFHPRYPLFA S

靶点信息

研究背景	Component of the PeBoW complex, which is required for maturation of 28S and 5.8S ribosomal RNAs and formation of the 60S ribosome.
基因ID	23246

基因名	BOP1
Swiss	Q14137
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn