

HCAR1 Rabbit pAb

货号: B22651

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	39kDa
实测分子量	39KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain
细胞定位	plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-346 of human HCA R1 (NP_115943.1).
序列	SACDPSVHGALHITLSFTYMNSMLDPLVYFSSPSFPKFYNKLKICSLKPKQPGHSKTQRPEEMPISNLGRRSCISVANSFQ SQSDGQWDPHIVEWH

靶点信息

研究背景	G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs), such as GPR81, contain 7 transmembrane domains and tr ansduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins.
基因ID	27198
基因名	HCAR1

Swiss	Q9BXC0
别名	HCA1; GPR81; LACR1; FKSG80; GPR104; TAGPCR; TA-GPCR

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn