

Slc39a11 Rabbit pAb

货号: B22658

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	35kDa
实测分子量	35KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis,Rat testis
细胞定位	cytoplasm,Golgi apparatus,nucleus,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 101-174 of mouse Slc39a11 (NP_001159975.1).
序列	HLGATEDPQTALALNLDPALMKKSDPRDPTSLLPESSELSIRIGSTGLLSDKRENGEVYQRKKVAATDLAEGVA

靶点信息

研究背景	Functions as a cellular zinc transporter.
基因ID	69806
基因名	

Swiss	Q8BWY7
别名	ZIP-11; 1810074D23Rik

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn