

ABCA8A Rabbit pAb

货号: B22697

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	184kDa
实测分子量	180-250KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Rat lung,Rat liver
细胞定位	basolateral plasma membrane,endoplasmic reticulum,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 690-828 of mouse ABCA 8A (NP_694785.3).
序列	LKCAGSSFLKKKWGIGYHLSLQLSETCVHERITSLVKQHIPDSKLSAESEGKLSYILPLERTNKFDPDYRDLERSPDLGIENY GVSITTLTEVFLKLEGKSSIDQSDIGMTEDVQAGGARSPERFAEVEQLVSLNNGR

靶点信息

研究背景	Mediates cholesterol and taurocholate efflux. Through the interaction with ABCA1 potentiates the cholesterol efflux to lipid-free APOA1, in turn regulates high-density lipoprotein cholesterol levels.
基因ID	217258

基因名	
Swiss	Q8K442
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn