

Oste Rabbit pAb

货号: B22704

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	56kDa
实测分子量	75kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	leaves (before flower),leaves sheath (before flower)
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide of Oryza sativa Oste.
序列	

靶点信息

研究背景	Component of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C), a cell cycle-regulated E3 ubiquitin-protein ligase complex that controls progression through mitosis and the G1 phase of the cell cycle.
基因ID	4331448
基因名	
Swiss	Q10SH0

别名	TAD1; TE; OsCCS52A
----	--------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn