

MEIS3 Rabbit pAb

货号: B22914

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	41kDa
实测分子量	41kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 325-375 of human MEIS 3 (NP_001287988.1).
序列	IDQSNRTGQGAAFSPEGQPIGGYTETQPHVAVRPPGSVGMSLNLEGEWHYL

靶点信息

研究背景	This gene encodes a homeobox protein and probable transcriptional regulator. The orthologous protein in mouse controls expression of 3-phosphoinositide dependent protein kinase 1, which promotes survival of pancreatic beta-cells.
基因ID	56917
基因名	MEIS3

Swiss	Q99687
别名	MRG2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn