

OsWRKY28 Rabbit pAb

货号: B22918

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	44kDa
实测分子量	52kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	leaves
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsWRKY28.
序列	

靶点信息

研究背景	This gene is mainly expressed in roots before flowering (RPKM288.3) and leaves after flowering (RPKM21.0).Modulates plant innate immunity against X.oryzae pv. oryzae (Xoo) (PMID: 21961049).Regulates negatively the basal defense responses to the compatible fungus M.oryzae (PMID: 23462973, PMID: 21726398) .
基因ID	4341678
基因名	

Swiss	
别名	OsWRKY28

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn