

OsIRE1 Rabbit pAb

货号: B22925

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	99kDa
实测分子量	90kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Leaves
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsIRE1
序列	

靶点信息

研究背景	Involved in endoplasmic reticulum (ER) stress response. Senses unfolded proteins in the lumen of the ER via its N-terminal domain which leads to enzyme auto-activation. The active endoribonuclease domain splices bZIP50 mRNA to generate a new C-terminus, converting it into a potent unfolded-protein response (UPR) transcriptional activator, which then induces transcription of UPR target genes, such as luminal-binding protein (BiP) chaperones.
基因ID	4343198

基因名	
Swiss	Q7XIT1
别名	OsIRE1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn