

OsARF19 Rabbit pAb

货号: B22926

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	128kDa
实测分子量	110kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Spikes
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsARF19
序列	

靶点信息

研究背景	Auxin response factors (ARFs) are transcriptional factors that bind specifically to the DNA sequence 5'-TG TCTC-3' found in the auxin-responsive promoter elements (AuxREs).
基因ID	4341978
基因名	
Swiss	Q0D9R7

别名	OsARF19; OsARF7a
----	------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn