

# OsWRKY67 Rabbit pAb

货号: B22927

产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Oryza sativa                                                                                         |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  |                                                                                                      |
| 应用    | WB                                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 | 21kDa                                                                                                |
| 实测分子量 | 25kDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | leaves,stems                                                                                         |
| 细胞定位  | nucleus                                                                                              |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

抗原信息


|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant protein of Oryza sativa OsWRKY67 |
| 序列   |                                              |

靶点信息

|       |                                                                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景  | WRKY genes encode transcription factors that are involved in the regulation of various biological processes |
| 基因ID  | 4337998                                                                                                     |
| 基因名   |                                                                                                             |
| Swiss | Q65WY5                                                                                                      |

|    |          |
|----|----------|
| 别名 | OsWRKY67 |
|----|----------|

产品验证



Western blot analysis of OsWRKY67 expressed in leaves, stems using OsWRKY67 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)