

HCoV-OC43 Spike S2 Rabbit pAb

货号: B22942

产品信息

反应	HCoV-OC43
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	150kDa
实测分子量	75KDa/145KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Human coronavirus (HCoV-OC43) Spike Protein (S1+S2 ECDHis Tag)
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800-900 of coronavirus Spike S2 (YP_009555241.1).
序列	NMVEFIQTSSPKVTIDCAAFVCGDYAACKSQLVEYGSFCDNINAILTEVNELLDTTQLQVANSLMNGVTLSTKLKDGVNFN VDDINFSPVLGCLGSECSKA

靶点信息

研究背景	S1 attaches the virion to the cell membrane by interacting with sialic acid-containing cell receptors, initiating the infection.; [Spike protein S1]: attaches the virion to the cell membrane by interacting with host receptor, initiating the infection.
基因ID	39105218

基因名	
Swiss	P36334
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn