

bZIP46 Rabbit pAb

货号: B22944

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	35kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	leaves
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa bZIP46.
序列	

靶点信息

研究背景	Transcription factor involved in abscisic acid (ABA) signaling pathway Transcription factor activity is fully activated by ABA.
基因ID	4340462
基因名	
Swiss	Q69TW5

别名	OsAREB1; OsbZIP46; OsABF2; ABL1
----	---------------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn