

TOGR1 Rabbit pAb

货号: B22948

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	50kDa
实测分子量	50kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Leaves
细胞定位	plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa TOGR1.
序列	

靶点信息

研究背景	Has ATP-dependent RNA helicase activity in vitro. Acts as a thermosensitive RNA chaperone required for normal processing of pre-rRNA intermediates. Required for normal cell division at high temperatures. Required for a primary metabolism adaptation to high temperatures to support thermotolerant growth by regulating gene expression.
基因ID	4333678
基因名	

Swiss	Q5N9H2
别名	TOGR1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn