

OsMYB30 Rabbit pAb

货号: B22950

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	28kDa
实测分子量	28kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Spikes
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsMYB30.
序列	

靶点信息

研究背景	Acts as negative regulator of cold tolerance. Negatively regulates beta-amylase genes at the transcriptio nal level in response to cold stress. Suppresses beta-amylase gene expression by interacting with TIFY11 A/JAZ9. Maltose produced by beta-amylases has a role in protecting cell membranes under cold stress co nditions in rice and may contribute to the cold tolerance as a compatible solute.
基因ID	4330027
基因名	

Swiss	Q6K1S6
别名	OsMYB30

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn