

OsSSIa Rabbit pAb

货号: B22953

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	88kDa
实测分子量	88kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	milk grain
细胞定位	amyloplast,chloroplast
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsSSIa.
序列	

靶点信息

研究背景	This protein is involved in the pathway starch biosynthesis, which is part of Glycan biosynthesis.
基因ID	4340567
基因名	
Swiss	B7ESH5

别名	ALK; OsSSIIa
----	--------------

产品验证



Western blot analysis of OsSSIIa expressed in milk grain using OsSSIIa Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn