

PIK3IP1 Rabbit pAb

货号: B23037

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500
理论分子量	28kDa
实测分子量	43KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SH-SY5Y
细胞定位	plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-160 of human PIK3IP1 (NP_443112.2).
序列	GCFWDNGHLYREDQTSPAPGLRCLNWLDASGLASAPVSGAGNHSYCRNPDEDPRGPWCYVSGEAGVPEKRPCEDLRCPETTSQALPAFTTEIQEASEGPGADEVQVFAPANALPARSEAAAVQPVIGISQVRMNS

靶点信息

研究背景	Negative regulator of hepatic phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K activity).
基因ID	113791
基因名	PIK3IP1

Swiss	Q96FE7
别名	HGFL; TrIP; hHGFL(S)

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn