

OsbZIP23 Rabbit pAb

货号: B23045

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	38kDa
实测分子量	38kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Stems,Spikes
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsbZIP23.
序列	

靶点信息

研究背景	Transcriptional activator that mediates abscisic acid (ABA) signaling
基因ID	4330838
基因名	
Swiss	Q6Z312

别名	OsZIP23
----	---------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn