

D53 Rabbit pAb

货号: B23054

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	122.5kDa
实测分子量	122.5kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	stems,Spikes
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa D53.
序列	

靶点信息

研究背景	Repressor of strigolactones (SL) signaling. Subjected to a negative feedback control of SL signaling.
基因ID	4349543
基因名	
Swiss	Q2RBP2

别名	D53
----	-----

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn