

Ehd4 Rabbit pAb

货号: B23058

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	90kDa
实测分子量	100kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	stems
细胞定位	cytoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa Ehd4.
序列	

靶点信息

研究背景	Ehd4 is a novel Oryza-genus-specific regulator of Ehd1, and it plays an essential role in photoperiodic control of flowering time in rice.
基因ID	4331372
基因名	
Swiss	Q93WI9

别名	Ehd4
----	------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn