

BG1 Rabbit pAb

货号: B23089

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	33kDa
实测分子量	37kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	milk grain
细胞定位	plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa BG1.
序列	

靶点信息

研究背景	Involved in auxin transport. Positive regulator of the auxin signaling pathway involved in gravitropism, plant growth and grain development.
基因ID	4331799
基因名	
Swiss	Q10R09

别名	BG1
----	-----

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn