

Chalk5 Rabbit pAb

货号: B23090

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	79kDa
实测分子量	70kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	spikes,milk grains
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa Chalk5.
序列	

靶点信息

研究背景	Chalk5 encodes a vacuolar H ⁺ -translocating pyrophosphatase influencing grain chalkiness in rice.
基因ID	4337864
基因名	
Swiss	

别名	Chalk5
----	--------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn