

OsSRT1 Rabbit pAb

货号: B23093

产品信息

反应	Oryza sativa
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	54kDa
实测分子量	54kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	leaves
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of Oryza sativa OsSRT1.
序列	

靶点信息

研究背景	OsSRT1 is a NAD ⁺ -dependent histone deacetylase, closely related to the human SIRT6 that plays key role s in genome stability and metabolic homeostasis.
基因ID	4335342
基因名	
Swiss	Q7XWV4

别名	OsSRT1
----	--------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn