

USP9X/USP9Y Rabbit pAb

货号: B23097

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	291kDa
实测分子量	291KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Mouse testis,Rat brain
细胞定位	cytoplasm,cytosol,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 2456-2555 of human USP9X/USP9Y (NP_004645.2).
序列	YFLERSHSARMTLAKACELCP EE EPDDQDAPDEHEPSPSEDAPLYPHSPASQYQQNNHVGQPYTGPAAHHLNNPQKTG QRTQENYEGNEEVSSPQMKDQ

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the peptidase C19 family. It encodes a protein that is similar to ubiquitin-specific proteases, which cleave the ubiquitin moiety from ubiquitin-fused precursors and ubiquitinated proteins.
基因ID	8287

基因名	USP9Y
Swiss	O00507
别名	DFFRY; SPGFY2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn